




The TOP in Quality

Since 1940

新製品のご案内

# トップ吸引カテーテル クリアサクション®




粘膜損傷リスク軽減のためにカテーテルの  
先端部及び側孔を滑らかに面取り加工

## 先端加工




粘膜損傷リスク軽減のため、  
カテーテル先端部及び側孔は  
面取り加工が施されており  
ます。

## 適度な柔軟性



カテーテルには適度な柔軟  
性があり、梨地加工をして  
いるため、体内への挿入操  
作をスムーズに行えます。

## 目盛



8Fr.には先端10cmより2cm  
間隔で目盛がついており、  
二重線は先端から20cmの  
位置についています。

## 先端開口2側孔



カテーテル先端は開口型で、  
側孔は位置をずらして2つ設  
けています。

実体顕微鏡画像 115倍



梨地加工画像

電子顕微鏡画像 2000倍

## カラーコード



個包装及びアダプターは  
カラーコード化され、識別  
が容易です。



# トップ吸引カテーテル クリアサクション®

## ■ 規格

医療機器承認番号16100BZZ01796000


全長		40cm	50cm	
接続部形状		段付アダプター		
側孔		2側孔/先端開口		
チューブ外径	カラーコード		商品コード	包装単位
8Fr.	2.67mm	ライトブルー 	14441	50本/箱 10箱/ケース
10Fr.	3.33mm	ブラック 	14442 14445	
12Fr.	4.0mm	ホワイト 	14443 14446	
14Fr.	4.67mm	グリーン 	14444 14447	

## 関連製品

# トップ吸引処置キット

## ■ 規格

医療機器承認番号21700BZY00105000

構成内容	吸引カテーテル			商品コード		包装単位		
	チューブ外径 Fr.	mm	カラーコード	Sサイズ グローブ	Mサイズ グローブ			
吸引カテーテル段付きアダプター (調節口付) 1本  手袋1枚  	5	1.67	グレー	30	20100	—		
	6	2.0	ライトグリーン		20101	—		
	8	2.67	ライトブルー	40	20102	20122		
	10	3.33	ブラック		20107	20123		
	12	4.0	ホワイト		20108	20124		
	14	4.67	グリーン		20109	20125		
	16	5.33	オレンジ	20110	—	50キット/箱 4箱/ケース		
	吸引カテーテル段付きアダプター1本  手袋1枚  	10	3.33	ブラック	50		20103	20127
		12	4.0	ホワイト			20104	20128
		14	4.67	グリーン	20105		20129	30
16		5.33	オレンジ	20106	—			
6		2.0	ライトグリーン	40	20111		—	
8		2.67	ライトブルー		20112		—	
10		3.33	ブラック	50	20113		—	
12		4.0	ホワイト		20114		—	
14		4.67	グリーン		20115		—	
16		5.33	オレンジ		20116	—		
10	3.33	ブラック	50	20151	—			
12	4.0	ホワイト		20152	—			
14	4.67	グリーン		20153	—			
16	5.33	オレンジ		20154	—			

\*グローブはSサイズとMサイズの2種類をご用意しています。

製品名	商品コード	構成品	包装単位
トップ吸引処置キット専用ホルダー	20117	トップ吸引処置キット専用ホルダー 1個 吊紐1本	15個/箱

●製品改良にともない予告なく仕様、外観などを変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。

製造販売業者 **株式会社 トップ**本社: 〒120-0035 東京都足立区千住中居町19番10号  
<http://www.top-tokyo.co.jp/>

東京支店 ☎03-3811-9915 名古屋支店 ☎052-834-3333 大阪支店 ☎06-6361-5831 福岡支店 ☎092-472-4233  
 札幌営業所 ☎011-820-8383 盛岡営業所 ☎019-645-3452 仙台営業所 ☎022-265-3610 北関東営業所 ☎048-685-5797  
 千葉営業所 ☎043-214-1641 横浜営業所 ☎045-260-5271 新潟営業所 ☎025-244-2191 金沢営業所 ☎076-268-3370  
 静岡営業所 ☎054-263-0824 京都営業所 ☎075-643-6351 神戸営業所 ☎078-341-1683 高松営業所 ☎087-866-5691  
 広島営業所 ☎082-246-7651 鹿児島営業所 ☎099-265-4566